



Ficha técnica REF 75.23.39

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	75.23.39	hoja de atornillador p 68.99.20-34	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826385583
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios

Imagen completa

Imagen detallada

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4112 (X90CrMoV18)