



## Ficha técnica REF 75.23.41

11.12.2025

| Datos generales |             |   |                         |
|-----------------|-------------|---|-------------------------|
| Referencia      | 75.23.41    | hoja de atornillador 55mm p Ti Micro torn Easy Grip |                         |
| Unidad          | unid.       | Número de aduana                                    | 90189084                |
| GMDN            | 33968       | GTIN  | 04046826139780          |
| Clasificación   | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code  | 13-517                  |
| Clasificación   | 6 (EU MDR)  | Base UDI-DI   | 4046826;B;R005;03;ak;6A |
| Peso neto (kg)  | 0,002       | Manual de uso                                       | GATDR00X                |
| Latex free      | si          | Instrucciones de preparación                        |                         |



|                |   |
|----------------|---|
| Medicon medios | 451.08.13 (prospecto distrac intraorales p la mand inferior y superior) |
|----------------|---|

## Imagen completa

## Imagen detallada



|        |      |               |  |
|--------|------|---------------|--|
| Medida | 55mm | Revestimiento |  |
|--------|------|---------------|--|

## Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

## Material

|        | N° de material (Denominación DIN) |
|--------|-----------------------------------|
| Cuerpo | 1.4112 (X90CrMoV18)               |