






Ficha técnica REF 75.23.50

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	75.23.50	mango p atornillador 10cm p sist 1.2/1.5	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826139872
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,030	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.63 (catálogo Ortopedia) 451.03.41 (prospecto ARPE Sist p la expan palatina c anglaje óseo) 451.08.13 (prospecto distrac intraorales p la mand inferior y superior) 453.17.00_DEU (Placa Le Fort I segun Rustemeyer aleman INTRO) 453.17.00_ENG (Placa Le Fort I segun Rustemeyer ingles INTRO) 453.17.00_ESP (Placa Le Fort I segun Rustemeyer espanol INTRO)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	10cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4305 (X8CrNiS18-9) PPSU (Polyphenylsulfon)		