





Ficha técnica REF 75.23.52Z

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	75.23.52Z	mango p atornillador 10cm acero p sist 1.2/1.5	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826453541
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	10cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		