



## Ficha técnica REF 75.23.55

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	75.23.55	mango p atornillador 10cm p sist 2.0/2.4	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826139889
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,070	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.63 (catálogo Ortopedia ) 451.08.13 (prospecto distrac intraorales p la mand inferior y superior) 451.08.22 (prospecto distract transant p maxilar superior) 451.09.02 (prospecto maxilo facial )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	10cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4305 (X8CrNiS18-9) PPSU (Polyphenylsulfon)		