






Ficha técnica REF 75.23.62

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	75.23.62	hoja p atornilador c garra p Ti Mini torn c ranura	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826139940
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso neto (kg)	0,017	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	451.08.13 (prospecto distract intraorales p la mand inferior y superior) 451.08.22 (prospecto distract transant p maxilar superior)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4034 (X46Cr13)		
Otro	1.4021 (X20Cr13)		