






Ficha técnica REF 75.23.78A

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|--|--|--------------------|
| Referencia | 75.23.78A | mango p atornillador 10cm acero p sist 1.2/1.5 | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 33968 | GTIN | 04046826334017 |
| Clasificación | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-517 |
| Clasificación | 1 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N001;06;WT |
| Peso neto (kg) | 0,026 | Manual de uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.63 (catálogo Ortopedia) 451.03.41 (prospecto ARPE Sist p la expan palatina c anglaje óseo) 451.08.13 (prospecto distrac intraorales p la mand inferior y superior) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | 10cm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |