







## Ficha técnica REF 75.23.83

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	75.23.83	atornillador 3.5mm 20cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826140144
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso neto (kg)	0,051	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.63 (catálogo Ortopedia )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	3.5mm 20cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Mango	1.4057 (X17CrNi16-2) PPSU (Polyphenylsulfon)		