






Ficha técnica REF 75.23.98A

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	75.23.98A	mango p atornillador 10cm acero p sist 2.0+2.4	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826334024
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,067	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	451.08.13 (prospecto distrac intraorales p la mand inferior y superior) 453.06.00_DEU (Hybrid Sistema de Placas alemán Foletto) 453.06.00_ENG (Hybrid Sistema de Placas - Reconstrucción mandibular con un transplante microvascular de peroné ENG Foletto) 453.06.00_ESP (Hybrid Sistema de Placas - Reconstrucción mandibular con un transplante microvascular de peroné ESP Foletto)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	10cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4305 (X8CrNiS18-9) PTFE (Polytetrafluorethylen)		