






## Ficha técnica REF 75.23.98P

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	75.23.98P	mango p atornillador 10cm PPSU p sist 2.0+2.4	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826435141
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	10cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	PPSU (Polyphenylsulfon)		
Otro	PTFE (Polytetrafluorethylen)		