



Ficha técnica REF 75.24.08

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	75.24.08	hoja para destornillador hexagonal para titanio Micro tornillo ranura en cruz 45mm Ti Mikro	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	33968	GTIN	04046826533830
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	G687004USA
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK08



Medicon medios

Imagen completa

Imagen detallada

Medida	45mm	Revestimiento	
--------	------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

N° de material (Denominación DIN)