



Ficha técnica REF 75.26.65

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	75.26.65	taraud 6.5mm 22cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32390	GTIN	04046826140304
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-331
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;05;ai;5L
Peso neto (kg)	0,076	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	6.5mm 22cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		