







Ficha técnica REF 75.70.10

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	75.70.10	clavo medular c gancho Ø 2.4mm 10.0cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90211090
GMDN	46865	GTIN	04046826142520
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-078
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,010	Manual de uso	G7080000
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
  			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 2.4mm 10.0cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		