






Ficha técnica REF 75.95.10

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	75.95.10	Küntscher perforador Ø 10mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	36167	GTIN	04046826145941
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	17-760
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;05;ai;5L
Peso neto (kg)	0,165	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 10mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		