






Ficha técnica REF 75.95.25

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	75.95.25	Küntscher perforador acanalado 36cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826146030
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-224
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;05;ai;5L
Peso neto (kg)	0,172	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	36cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		