



Ficha técnica REF 75.95.32

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	75.95.32	guía p clavos Ø 3.0mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46165	GTIN	04046826146047
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-224
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso neto (kg)	0,042	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 3.0mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		