






Ficha técnica REF 75.95.71

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	75.95.71	Küntscher gancho extractor 37cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12696	GTIN	04046826146160
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-508
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso neto (kg)	0,219	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	37cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		