







Ficha técnica REF 76.01.04

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	76.01.04	hilo de acero dulce 0.40mm r/10m	
Unidad	unid.	Número de aduana	90211090
GMDN	56643	GTIN	04046826146559
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-104
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,023	Manual de uso	G7080000
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
  			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) 450.00.63 (catálogo Ortopedia) 451.09.02 (prospecto maxilo facial)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	0.40mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		