







## Ficha técnica REF 76.01.05

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	76.01.05	hilo de acero dulce 0.50mm r/10m	
Unidad	unid.	Número de aduana	90211090
GMDN	56643	GTIN	04046826146566
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-104
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,019	Manual de uso	G7080000
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
  			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.53 (catálogo cardio ) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica ) 450.00.62 (catálogo Medicon instruments Cirugia oral y maxilofacial) 450.00.63 (catálogo Ortopedia ) 451.09.02 (prospecto maxilo facial )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	0.50mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		