




Ficha técnica REF 76.01.18

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	76.01.18	hilo de acero dulce 1.80mm r/10m	
Unidad	unid.	Número de aduana	90211090
GMDN	56643	GTIN	04046826146641
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-104
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,194	Manual de uso	G7080000
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
  			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	1.80mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		