







Ficha técnica REF 76.07.59

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|--|--|----------------|
| Referencia | 76.07.59 | Kirschner broca Ø 0.9mm 10cm tr/red p/10 | |
| Unidad | paq./10 | Número de aduana | 90211090 |
| GMDN | 56643 | GTIN | 04046826147365 |
| Clasificación | 2b (EU MDD) | UMDNS-Code | 16-104 |
| Clasificación | 8 (EU MDD) | Base UDI-DI | |
| Peso neto (kg) | 0,017 | Manual de uso | G7080000 |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | MPK01 |
|    | | | |
| Medicon medios | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | Ø 0.9mm 10cm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4441 (X2CrNiMo18-15-3) | | |