







## Ficha técnica REF 76.10.63

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	76.10.63	Kirschner broca Ø 1.3mm 15cm tr/red p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	56643	GTIN	04046826148645
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-104
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,001	Manual de uso	G7080000
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
  			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 1.3mm 15cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		