







## Ficha técnica REF 76.12.14

11.12.2025

| Datos generales   |  |  |                |
|---|--|--|----------------|
| Referencia  | 76.12.14   | Kirschner broca Ø 1.4mm 31cm tr/plano p/10 |                |
| Unidad  | paq./10  | Número de aduana                           | 90211090       |
| GMDN  | 56643  | GTIN                                       | 04046826149253 |
| Clasificación   | 2b (EU MDD)  | UMDNS-Code                                 | 16-104         |
| Clasificación   | 8 (EU MDD)   | Base UDI-DI                                |                |
| Peso neto (kg)  | 0,044  | Manual de uso                              | G7080000       |
| Latex free  | si   | Instrucciones de preparación               | MPK01          |
|    |  |  |                |
| Medicon medios  | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.63 (catálogo Ortopedia ) |  |                |
| Imagen completa   |  | Imagen detallada                           |                |
|   |  |  |                |
| Medida  | Ø 1.4mm 31cm   | Revestimiento                              |                |
| Condiciones de almacenamiento   |  |  |                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |  |  |                |
| Material  |  |  |                |
|   | N° de material (Denominación DIN)  |  |                |
| Cuerpo  | 1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)   |  |                |