







## Ficha técnica REF 76.15.10

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	76.15.10	Kirschner broca Ø 1.0mm 31cm lanc/plano p/10	
Unidad	paq./10	Número de aduana	90211090
GMDN	56643	GTIN	04046826149611
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-104
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,027	Manual de uso	G7080000
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
  			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 1.0mm 31cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		