





Ficha técnica REF 76.16.01

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	76.16.01	dispensador p brocas p 16cm Ø 1.8/2.0/2.2/2.5mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12143	GTIN	04046826149741
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	16-767
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;01;X2
Peso neto (kg)	0,120	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	16cm Ø 1.8/2.0/2.2/2.5mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	1.4310 (X10CrNi18-8)		
Otro	POM (Polyoxymethylen_(Polyacetal/_Polyformaldehyd))		