







Ficha técnica REF 76.16.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	76.16.03	Kirschner dispositivo p agujas 16cm Ø 12mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12143	GTIN	04046826149758
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	16-767
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso neto (kg)	0,100	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	16cm Ø 12mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		