







## Ficha técnica REF 76.16.04

11.12.2025

| Datos generales  |  |  |                    |
|--|--|--|--------------------|
| Referencia   | 76.16.04   | Kirschner dispositivo p agujas 19cm Ø 12mm |                    |
| Unidad   | unid.  | Número de aduana                           | 90189084           |
| GMDN   | 12143  | GTIN                                       | 04046826149765     |
| Clasificación  | 1 (EU MDR)   | UMDNS-Code                                 | 16-767             |
| Clasificación  | 1 (EU MDR)   | Base UDI-DI                                | 4046826;N003;03;X8 |
| Peso neto (kg)   | 0,100  | Manual de uso                              | GATDN00X           |
| Latex free   | si   | Instrucciones de preparación               |                    |
|      |  |  |                    |
| Medicon medios   | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.63 (catálogo Ortopedia ) |  |                    |
| Imagen completa  |  | Imagen detallada                           |                    |
|   |  |  |                    |
| Medida   | 19cm Ø 12mm  | Revestimiento                              |                    |
| Condiciones de almacenamiento  |  |  |                    |
| No se requieren condiciones especiales de conservación   |  |  |                    |
| Material   |  |  |                    |
|  | N° de material (Denominación DIN)  |  |                    |
| Cuerpo   | 1.4301 (X5CrNi18-10)   |  |                    |
| Tornillo   | 1.4305 (X8CrNiS18-9)   |  |                    |