







## Ficha técnica REF 76.16.05

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	76.16.05	Kirschner dispositivo p agujas 32cm Ø 12mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	12143	GTIN	04046826149772
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	16-767
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso neto (kg)	0,100	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia )		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	32cm Ø 12mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		