







## Ficha técnica REF 76.18.28

11.12.2025

| Datos generales   |  |  |                |
|---|--|--|----------------|
| Referencia  | 76.18.28   | Steinmann clavo tr/triang Ø 3.5mm 26cm |                |
| Unidad  | unid.  | Número de aduana                       | 90211090       |
| GMDN  | 56643  | GTIN                                   | 04046826150204 |
| Clasificación   | 2b (EU MDD)  | UMDNS-Code                             | 16-078         |
| Clasificación   | 8 (EU MDD)   | Base UDI-DI                            |                |
| Peso neto (kg)  | 0,025  | Manual de uso                          | G7080000       |
| Latex free  | si   | Instrucciones de preparación           | MPK01          |
|    |  |  |                |
| Medicon medios  | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.63 (catálogo Ortopedia ) |  |                |
| Imagen completa   |  | Imagen detallada                       |                |
|   |  |  |                |
| Medida  | Ø 3.5mm 26cm   | Revestimiento                          |                |
| Condiciones de almacenamiento   |  |  |                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |  |  |                |
| Material  |  |  |                |
|   | N° de material (Denominación DIN)  |  |                |
| Cuerpo  | 1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)   |  |                |