







## Ficha técnica REF 76.18.81

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	76.18.81	Steinmann clavo tr/red Ø 5.0mm 20cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90211090
GMDN	56643	GTIN	04046826150396
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-078
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,020	Manual de uso	G7080000
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
  			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 5.0mm 20cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		