







Ficha técnica REF 76.22.90

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	76.22.90	Steinmann clavo tr/cuad Ø 4.0mm 23cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90211090
GMDN	56643	GTIN	04046826150853
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-078
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,022	Manual de uso	G7080000
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
  			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 4.0mm 23cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		