






Ficha técnica REF 76.40.25

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	76.40.25	llave 15cm p estribo de extensión	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46525	GTIN	04046826151089
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-517
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,110	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	15cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		