



## Ficha técnica REF 76.41.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	76.41.03	Kirschner estribo p extension fig 3	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46525	GTIN	04046826151119
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	14-101
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,450	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia )
----------------	--

## Imagen completa

## Imagen detallada



## Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

## Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)