



Ficha técnica REF 76.41.05

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	76.41.05	Kirschner estribo p extension fig 5	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46525	GTIN	04046826151133
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	14-101
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,500	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios
450.00.03 (catalogo general the art of surgery)
450.00.63 (catálogo Ortopedia)

Imagen completa

Imagen detallada



Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)