



Ficha técnica REF 76.44.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	76.44.03	Böhler estribo p extensión 11x21cm cpl	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46525	GTIN	04046826151249
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	16-078
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,128	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	11x21cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		