



Ficha técnica REF 76.44.20

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	76.44.20	Steinmann clavo tr/cuad Ø 4.0mm 20cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90211090
GMDN	56643	GTIN	04046826151324
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-078
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,032	Manual de uso	G7080000
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 4.0mm 20cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		