



Ficha técnica REF 76.44.25

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	76.44.25	Steinmann clavo 25cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90211090
GMDN	56643	GTIN	04046826151348
Clasificación	2b (EU MDD)	UMDNS-Code	16-078
Clasificación	8 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,038	Manual de uso	G7080000
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	25cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)		