



## Ficha técnica REF 76.45.10

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	76.45.10	tenaza estr 17cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32886	GTIN	04046826151355
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Peso neto (kg)	0,182	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.53 (catálogo cardio ) 450.00.63 (catálogo Ortopedia )
----------------	--

## Imagen completa

## Imagen detallada



Medida	17cm	Revestimiento	
--------	------	---------------	--

## Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

## Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)