







Ficha técnica REF 76.45.15

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	76.45.15	tenaza estr 17cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32886	GTIN	04046826151362
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Peso neto (kg)	0,187	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	17cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		