



## Ficha técnica REF 76.45.19

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |                              |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 76.45.19                                                                                                           | alicate plano 19cm           |                    |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                                                              | Número de aduana             | 90189084           |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 32886                                                                                                              | GTIN                         | 04046826151386     |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1 (EU MDR)                                                                                                         | UMDNS-Code                   | 15-221             |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                                                         | Base UDI-DI                  | 4046826;N004;06;XU |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,120                                                                                                              | Manual de uso                | GATDN00X           |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                                                 | Instrucciones de preparación | MPK23-1            |
| <div></div> |                                                                                                                    |                              |                    |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.53 (catálogo cardio )<br>450.00.63 (catálogo Ortopedia ) |                              |                    |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                                                    | Imagen detallada             |                    |
|          |                                                                                                                    |                              |                    |
| Medida                                                                                                                                                                        | 19cm                                                                                                               | Revestimiento                |                    |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                                                    |                              |                    |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                                                    |                              |                    |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    |                              |                    |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                                                  |                              |                    |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4021 (X20Cr13)                                                                                                   |                              |                    |