







Ficha técnica REF 76.45.21

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|--|---|-------------------------|
| Referencia | 76.45.21 | pinza extractora p alambre y clavos 21cm | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 38830 | GTIN | 04046826151409 |
| Clasificación | 1r (EU MDR) | UMDNS-Code | 15-221 |
| Clasificación | 6 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;B;R002;02;ah;3V |
| Peso neto (kg) | 0,281 | Manual de uso | GATDR00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | |  | |
| Medida | 21cm | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4021 (X20Cr13) | | |
| Tornillo | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |
| Otro | 1.4310 (X10CrNi18-8) | | |