








Ficha técnica REF 76.45.29

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	76.45.29	pinza p trefilar alambre paralela 18.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	38830	GTIN	04046826151454
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	15-221
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R005;03;ak;6A
Peso neto (kg)	0,150	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	18.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	1.4112 (X90CrMoV18)		