



Ficha técnica REF 76.45.43

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	76.45.43	HM tenaza 21.5cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32885	GTIN	04046826151478
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-041
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Peso neto (kg)	0,500	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia) 451.03.23 (prospecto medicut tijeras)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	21.5cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		