




Ficha técnica REF 76.45.85

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	76.45.85	Easy Cut HM alicate 20cm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32885	GTIN	04046826151584
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-041
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Peso neto (kg)	0,350	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.53 (catálogo cardio) 450.00.63 (catálogo Ortopedia) 451.03.23 (prospecto medicut tijeras)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	20cm	Revestimiento	Capa PVD artificial de nitruro de titanio, por ejemplo, tijeras Blackline
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Tornillo Otro	1.4021 (X20Cr13) 1.4305 (X8CrNiS18-9) 1.4125 (X110CrMo17)		