




Ficha técnica REF 76.45.86

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	76.45.86	set de servicio p 76.45.85	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32885	GTIN	04046826151591
Clasificación	1 (EU MDD)	UMDNS-Code	13-041
Clasificación	6 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,030	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	NEIN
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	1.4125 (X110CrMo17)		