






Ficha técnica REF 76.50.12

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	76.50.12	broca espiral fig 2 Ø 3.0mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	32390	GTIN	04046826151683
Clasificación	1r (EU MDR)	UMDNS-Code	11-331
Clasificación	6 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;B;R003;05;ai;5L
Peso neto (kg)	0,007	Manual de uso	GATDR00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK01-1
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 3.0mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		