



## Ficha técnica REF 76.50.16

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                    |                              |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 76.50.16                                                                           | fresa fig 6 Ø 5mm            |                         |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                              | Número de aduana             | 90189084                |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 46392                                                                              | GTIN                         | 04046826151720          |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1r (EU MDR)                                                                        | UMDNS-Code                   | 11-331                  |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 6 (EU MDR)                                                                         | Base UDI-DI                  | 4046826;B;R003;05;ai;5L |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,007                                                                              | Manual de uso                | GATDR00X                |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                 | Instrucciones de preparación | MPK01-1                 |
| <div></div> |                                                                                    |                              |                         |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.63 (catálogo Ortopedia ) |                              |                         |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                    | Imagen detallada             |                         |
|                                                                                             |                                                                                    |                              |                         |
| Medida                                                                                                                                                                        | Ø 5mm                                                                              | Revestimiento                |                         |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                    |                              |                         |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                    |                              |                         |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                    |                              |                         |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                  |                              |                         |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4034 (X46Cr13)                                                                   |                              |                         |