



Ficha técnica REF 76.50.80

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	76.50.80	perforador de mano	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	36235	GTIN	04046826151836
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	17-954
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;04;XN
Peso neto (kg)	0,875	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4024 (X15Cr13)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	1.4006 (X12Cr13)		