






Ficha técnica REF 76.51.20

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---|--|------------------------------|---|
| Referencia | 76.51.20 | Ralk perforador de mano | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 36235 | GTIN | 04046826151874 |
| Clasificación | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 17-954 |
| Clasificación | 1 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N001;06;WT |
| Peso neto (kg) | 0,600 | Manual de uso | GATDN00X |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | |
|   | | | |
| Medicon medios | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
|  | | | |
| Medida | | Revestimiento | Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| Cuerpo | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | |
| Tornillo | 1.4305 (X8CrNiS18-9) | | |
| Mango | 3.3215 (AlSi1MgMn) | | |
| Otro | 1.4021 (X20Cr13) | | |