






Ficha técnica REF 76.51.21

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	76.51.21	llave tensora sola p 76.51.20	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	36235	GTIN	04046826151881
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	17-954
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,017	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.63 (catálogo Ortopedia)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		